

Agulha Hipodérmica

Aguila Hipodérmica de Uso Único, estéril, atóxica, aprotogénica, com cânula de aço inox: reta, siliconizada, fixação perfeita ao canhão, bocal curto, trifacetado e afiado, permitindo penetração suave, uniforme e traumática.

Canhão em plástico polipropileno rígido, translucido, com adaptação universal e encaixe seguro a seringa.


Pode ser apresentada com protetor de segurança (Aguila de segurança - SR32).



Agulha de Aspiração

Aguila para Aspiração de Uso Único calibre 1,2x25mm, estéril, atóxica, aprotogénica, com cânula de aço inox: reta, siliconizada, fixação perfeita ao canhão, bocal simples.

Canhão em plástico polipropileno rígido, com adaptação universal e encaixe seguro.



Agulha de Segurança-SR32

A agulha de segurança SR dispõe de um dispositivo que acopla a agulha após o uso e permite o descarte do produto com segurança.

Objetivo:

- Proteger o profissional de saúde que manuseia.
- Proteger o usuário.
- Proteger o responsável pelo recolhimento do resíduo hospitalar.

PRODUZIDO NO PARAGUAI
CONCEBIDA NO BRASIL

QUALIFICAÇÕES
NBR-ISO 9002:2008
NBR-ISO 13485:2004
NPF-ANVISA : M5

SR® Produtos para la Salud S.A.
Calle Saldanha Rodrigues PY #1855 - Entrada ruta V - Km 3
Pedro Juan Caballero-Departamento de Amambay - Paraguay
Fone/Fax: (021)215 6000 vendas : (092) 3654 4416
seringasr@seringasr.com.br www.seringasr.com.py

Qualidade e tecnologia em suas mãos.



Seringa Hipodérmica - Uso manual

Seringa hipodérmica de uso único, estéril, em diversos calibres, confeccionada em Polipropileno (polímero) transparente, não propilérico, hidrofílico, com sistema de proteção Luer Slip ou Luer Lock, capaz de garantir conexões seguras e sem retenções.

Corpo lubrificado, com escala externa gravada, precisa e visível, com gravação indeleável. A Flange possui formato anatômico, para apoio dos dedos e que confere estabilidade à seringa quando em superfície plana.

Émbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamentos, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.

Pode ser apresentada com agulha e/ou com Protetor de segurança SR32.



Calibre das seringas

Calibre	Divisões	Subdivisões
1mL	0,1mL	0,02mL / 0,05mL
3mL	0,5mL	0,1mL
5mL	1,0mL	0,1mL
10mL	1,0mL	0,2mL
20mL	5,0mL	1,0mL
60mL	10,0mL	1,0mL / 2,0mL



Seringa de Segurança - SR32

A seringa com Protetor de segurança SR32 é constituída por cilindro, haste e pistola e apresenta ainda um dispositivo de segurança tipo protetor automático, que permite o travamento da agulha após o uso.

As seringas de segurança SR apresentam-se com capacidade de volume para 1,3,5,10,20 e 60mL com bicos Luer Slip ou Lock.



VOLUME	BICO SLIP LATERAL	BICO SLIP CENTRAL	BICO LOCK	APRESENTAÇÃO - EM CALHAS
1mL	500 UNID.	200 UNID.	500 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA
3mL	500 UNID.	500 UNID.	500 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA
5mL	500 UNID.	500 UNID.	500 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA
10mL	250 UNID.	250 UNID.	250 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA
20mL	250 UNID.	250 UNID.	250 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA
60mL	50 UNID.	50 UNID.	50 UNID.	5/AGULHA C/AGULHA C/AGULHA COMPLETA

Seringas Especiais

As seringas de Policarbonato SR são utilizadas para facilitar a administração/retrada de fluidos direta ou com bombas de infusão, principais características:

- Detecção e eliminação de ar e níveis de fluido feitas de modo claro e preciso, através de seu corpo em Policarbonato cristalino de altíssima resistência mecânica .
- Resistentes à maioria dos fluidos.
- Dotada de pistão livre de látex e com inserção para evitar sobre de medicamentos.
- Deslize extremamente suave, proporcionando injeções precisas em baixa pressão , característica indispensável nos procedimentos médicos e estéticos .
- Conecto Luer-lock garante uma entrega de medicamento segura.
- Émbolo branco e anatômico proporciona apoio seguro e confortável ao usuário.
- Disponíveis no volume 1ml/cc em embalagens individuais em caixas com 500 unidades acompanhadas de agulhas de diversos calibres e/ou tampa Cap.



Kit BLD Marker

O uso deste marcador dá maior eficiência e eficácia nas cirurgias de remoção dos nódulos cancerígenos da mama pois permanece visível no organismo até sua remoção completa.



Esta característica além de auxiliar o cirurgião, garante maior sucesso no procedimento cirúrgico, ou seja com menor área de mutilação da mama, evitando assim maiores traumas aos pacientes e custos adicionais com reoperações.

Produto que aumenta a precisão em biópsia de câncer de mama.

O material é injetado por uma agulha e substitui o contraste do Iodo para marcar a região exata da lesão antes da cirurgia de retirada do tecido mamário.

O material injetado trata-se de um polímero que, ao contrário do Iodo, não é absorvível, nem se "espalha" pelo corpo e não causa alergia.

Seringa para Nutrição Enteral

Possui conector Lock maior que o padrão Luer, tornando mecanicamente impossível a conexão com dispositivos intraventosos e eliminando o risco de danos aos pacientes.

A coloração ilás translúcida de seu corpo para diferenciar claramente a linha oral/enteral da linha hipodérmica.

A linha enteral adapta-se a qualquer bomba de infusão para a administração de nutrição enteral.



Calibres disponíveis:

- Seringa Biglock Oral/Enteral: 3, 5, 10, 20 e 60 mL.
- Seringa Oral/bico Cateter/Sonda: 60mL.

Acessórios que acompanham:

- Tampa para a seringa com bico Biglock.
- Tampa para seringa bico Cateter/Sonda.
- Conector Universal - conecta a frascos de alimentação oral, enteral e equipos de infusão.

Indicações:

As formas líquidas de medicamento podem ser utilizadas, sempre que possível, tanto para as vias oral e parenteral. Os comprimidos solúveis ou cápsulas também podem ser utilizados, se forem completamente dissolvidos.

Nunca utilizar para administração de medicamentos revestidos, os mesmos não podem ser esmagados ou dissolvidos.

Seringa para Insulina

Seringa Estéril de uso único para Insulina com capacidade para 1000UI (1ml), com escala externa gravada, indelevel, precisa e visível de 2 em 2 unidades (UI).

Confeccionada em polivinilo transparente, não prejudicial à saúde, com bico central tipo Luer slip (ou Luer Lock de segurança), capa de garantia de apontes seguras e sem vazamentos.

Corpo lúbricado, com escala externa gravada, clara e visível, com gravação indelevel.

Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confere estabilidade à seringa quando em superfície plana.

Émbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar e vazamento, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade.



O produto atende a NBR ISO 8537:2012 e apresenta selo de aprovação do INMETRO, conforme portaria nº 503.

Seringa para Insulina - Corpo Único

Seringa de uso único para insulina com capacidade para 100UI com escala externa gravada, indelevel, precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm, 8mm ou 12,7mm de comprimento por 0,25mm; 0,30mm ou 0,33mm de diâmetro em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida cilíndrica, reta, oca, com bocal trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permite adaptação ao canhão. O produto atende a NBR ISO 8537:2012 e apresenta selo de aprovação do INMETRO, conforme portaria nº 503.


Apresentadas em embalagem individual (blisters) em caixas com 100 unidades ou bags com 10 unidades.



0,5 ml/cc
INSULINA U-100
USO MANUAL

1,0 ml/cc
INSULINA U-100
USO MANUAL

Aguilha para Caneta



Aguilha estéril para caneta de Insulina adaptável a qualquer caneta de Insulina do mercado.

Disponível no calibre 31G nos comprimentos 4, 5, 6, 8 e 12,7 mm.

Caixas com 100 unidades embaladas individualmente.



Clamp Umbilical

Clamp Umbilical é de uso único e estéril.

Confeccionado em resina poliacril, de coloração branca, é indicado para ligadura ou para prender o cordão umbilical de Recém-Nascido.

Com formato e sistema dentado tipo pinc-e-em V, com lentes de vedação não tracionárias, duplamente serrilhadas para evitar vazamento quando em uso, apresentando um sistema de travamento e laço definitivo com fecho plástico invisível.



Coletor Universal



Coletor Universal descartável 80mL, opaco, com tampa rosqueável, podendo ser estéril/não estéril, embalado individualmente.

Confeccionado em polipropileno/polietileno.

Touca Descartável

Touca descartável confeccionada em Tecido Não Tecido (TNT) polipropileno em tamanho único. Oferece conforto, ajuste e apresenta elástico especial em todo o perímetro da touca.

Disponíveis nas cores: branco, verde, azul e amarelo.

No sacos com 100 unidades.

