

01 - Calibres de Agulhas e Tolerâncias

| SISTEMA INGLÊS (POLEGADA) | SISTEMA MÉTRICO (MILÍMETRO) | TOLERÂNCIA DO COMPRIMENTO | | COR CANHÃO | SISTEMA INGLÊS (POLEGADA) | SISTEMA MÉTRICO (MILÍMETRO) | TOLERÂNCIA DO COMPRIMENTO | | COR CANHÃO |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------|---------------|
| | | MÍN. | MAX. | | | | MÍN. | MAX. | |
| 14 G 1 1/2" | 2,1 x 40 | -4 | 0 | VERDE CLARO | 23 G 3/4" | 0,6 x 20 | -2 | 1 | AZUL |
| 16 G 3/4" | 1,6 x 20 | -2 | 1 | BRANCO | 23 G 1" | 0,6 x 25 | -2,5 | 1,5 | AZUL |
| 16 G 1 1/2" | 1,6 x 40 | -4 | 0 | BRANCO | 23 G 1 1/4" | 0,6 x 30 | -2,5 | 1,5 | AZUL |
| 18 G 3/4" | 1,2 x 20 | -2 | 1 | ROSA | 23 G 1 1/2" | 0,6 x 40 | -4 | 0 | AZUL |
| 18 G 1" | 1,2 x 25 | -2,5 | 1,5 | VERMELHO | 24 G 3/4" | 0,55 x 20 | -2 | 1 | PÚRPURA |
| 18 G 1 1/4" | 1,2 x 30 | -2,5 | 1,5 | ROSA | 25 G 5/8" | 0,5 x 15 | -2 | 1 | LARANJA |
| 18 G 1 1/2" | 1,2 x 40 | -4 | 0 | ROSA | 25 G 3/4" | 0,5 x 20 | -2 | 1 | LARANJA |
| 18 G 2" | 1,2 x 50 | -2,5 | 1,5 | ROSA | 25 G 1" | 0,5 x 25 | -2,5 | 1,5 | LARANJA |
| 18 G 2 9/16" | 1,2 x 65 | -2,5 | 1,5 | ROSA | 25 G 1 1/4" | 0,5 x 30 | -2,5 | 1,5 | LARANJA |
| 19 G 1 1/2" | 1,1 x 40 | -4 | 0 | CREME | 25 G 1 1/2" | 0,5 x 40 | -4 | 0 | LARANJA |
| 19 G 2" | 1,1 x 50 | -2,5 | 1,5 | CREME | 26 G 3/8" | 0,45 x 10 | -2 | 1 | MARRON |
| 19 G 3/4" | 1,0 x 20 | -2 | 1 | CREME | 26 G 1/2" | 0,45 x 13 | -2 | 1 | MARRON |
| 19 G 1" | 1,0 x 25 | -2,5 | 1,5 | CREME | 26 G 7/8" | 0,45 x 23 | -2 | 1 | MARRON |
| 19 G 1 1/4" | 1,0 x 30 | -2,5 | 1,5 | CREME | 27 G 1/2" | 0,4 x 13 | -2 | 1 | CINZA MÉDIO |
| 19 G 1 1/12" | 1,0 x 40 | -4 | 0 | CREME | 27 G 3/4" | 0,4 x 20 | -2 | 1 | CINZA MÉDIO |
| 20 G 3/4" | 0,9 x 20 | -2 | 1 | AMARELO | 27 G 1" | 0,4 x 25 | -2,5 | 1,5 | CINZA MÉDIO |
| 20 G 1" | 0,9 x 25 | -2,5 | 1,5 | AMARELO | 27,5 G 1/2" | 0,38 x 13 | -2 | 1 | CINZA CLARO |
| 20 G 1 1/4" | 0,9 x 30 | -2,5 | 1,5 | AMARELO | 28 G 1/2" | 0,36 x 13 | -2 | 1 | VERDE AZULADO |
| 20 G 1 1/2" | 0,9 x 40 | -4 | 0 | AMARELO | 29 G 1/4" | 0,33 x 6 | -2 | 1 | VERMELHO |
| 20 G 2" | 0,9 x 50 | -2,5 | 1,5 | AMARELO | 29 G 5/16" | 0,33 x 8 | -2 | 1 | VERMELHO |
| 20 G 2 3/4" | 0,9 x 70 | -2,5 | 1,5 | AMARELO | 29 G 1/2" | 0,33 x 12,7 | -2 | 1 | VERMELHO |
| 21 G 5/8" | 0,8 x 16 | -2 | 1 | VERDE | 29 G 1/2" | 0,33 x 13 | -2 | 1 | VERMELHO |
| 21 G 3/4" | 0,8 x 20 | -2 | 1 | VERDE | 29 G 5/6" | 0,33 x 21 | -2 | 1 | VERMELHO |
| 21 G 1" | 0,8 x 25 | -2,5 | 1,5 | VERDE | 30 G 1/4" | 0,30 x 6 | -2 | 1 | AMARELO |
| 21 G 1 1/4" | 0,8 x 30 | -2,5 | 1,5 | VERDE | 30 G 5/16" | 0,3 x 8 | -2 | 1 | AMARELO |
| 21 G 1 1/2" | 0,8 x 40 | -4 | 0 | VERDE | 30 G 1/2" | 0,3 x 12,7 | -2 | 1 | AMARELO |
| 21 G 2" | 0,8 x 50 | -2,5 | 1,5 | VERDE | 30 G 1/2" | 0,3 x 13 | -2 | 1 | AMARELO |
| 22 G 3/4" | 0,7 x 20 | -2 | 1 | PRETO | 30 G 1" | 0,3 x 25 | -2,5 | 1,5 | AMARELO |
| 22 G 1" | 0,7 x 25 | -2,5 | 1,5 | PRETO | 31 G 1/4" | 0,25 x 6 | -2 | 1 | BRANCO |
| 22 G 1 1/4" | 0,7 x 30 | -2,5 | 1,5 | PRETO | 31 G 5/16" | 0,25 x 8 | -2 | 1 | BRANCO |
| 22 G 1 1/2" | 0,7 x 40 | -2,5 | 1,5 | PRETO | 31 G 1/2" | 0,25 x 12,7 | -2 | 1 | BRANCO |
| 22 G 1" | 0,7 x 50 | -2,5 | 1,5 | PRETO | 32 G 15/32" | 0,23 x 12 | -2 | 1 | VERDE-ESCURO |
| | | | | | 33 G 15/32" | 0,2 x 12 | -2 | 1 | PRETO |

ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA

APROVAÇÃO

Nome: Samanta Souza

VISTO: _____

Nome:

VISTO: _____

Nome:

VISTO: _____

Cargo: Encarregada de Projetos

Cargo:

Cargo:

TABELA DE CALIBRES DE AGULHA

TAB-005

Revisão Nº: 04

Data: 17 Jul. 2020

Pág.: 2 de 4

02 - Calibres de Agulhas para Seringa com Agulha Fixa

CALIBRES DE AGULHAS - SERINGA COM AGULHA FIXA

| SISTEMA INGLÊS (POLEGADA) | SISTEMA MÉTRICO (mm) | COMPRIMENTO DA AGULHA (mm) | COMPRIMENTO DA CÂNULA (+ 8,4mm) |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 29G | 0,33 x 6 | 4 a 7 | 12,4 a 15,4 |
| | 0,33 x 8 | 6 a 9 | 14,4 a 17,4 |
| | 0,33 x 12,7 | 10,7 a 13,7 | 19,1 a 22,1 |
| 30G | 0,30 x 6 | 4 a 7 | 12,4 a 15,4 |
| | 0,30 x 8 | 6 a 9 | 14,4 a 17,4 |
| | 0,30 x 12,7 | 10,7 a 13,7 | 19,1 a 22,1 |
| 31G | 0,25 x 6 | 4 a 7 | 12,4 a 15,4 |
| | 0,25 x 8 | 6 a 9 | 14,4 a 17,4 |
| | 0,25 x 12,7 | 10,7 a 13,7 | 19,1 a 22,1 |

ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA

APROVAÇÃO

Nome: Samanta Souza

VISTO: _____

Nome:

Cargo:

VISTO: _____

Nome:


Cargo:

VISTO: _____

Cargo: Encarregada de Projetos

03 - Medições para Seringa Insulina com Agulha Fixa de 1mL

1,0mL



29G - ø 0,33


30G - ø 0,30

31G - ø 0,25

| ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO | | ANÁLISE CRÍTICA | | APROVAÇÃO | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Nome: Samanta Souza | VISTO: _____ | Nome: _____ | VISTO: _____ | Nome: _____ | VISTO: _____ |
| Cargo: Encarregada de Projetos | | Cargo: _____ | | Cargo: _____ | |

04 - Medições para Seringa Insulina com Agulha Fixa de 0,5mL

0,5mL



29G - \varnothing 0,33

30G - \varnothing 0,30

31G - \varnothing 0,25

ELABORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO

ANÁLISE CRÍTICA

APROVAÇÃO

Nome: Samanta Souza

VISTO: _____

Nome:

VISTO: _____

Nome:

VISTO: _____

Cargo: Encarregada de Projetos

Cargo:

Cargo: