





TABELA TIPOS DE AGULHA PARA VACINAS

Vacina	Via de Administração	Tipo de Agulha (mm)
BCG	Intradérmica	13 x 0,38
Hepatite B	Menores de 2 anos - Intramuscular	20 x 0,55
	Maiores de 2 anos - Deltóide (músculo do braço)	25 x 0,7
DPT e dT	Intramuscular	25 x 0,7
HIB	Menores de 2 anos – Intramuscular	20 x 0,55
	Maiores de 2 anos - Glúteo	25 x 0,7
Tetraivalente	Intramuscular	20 x 0,55
Sarampo		
Tríplice viral	Subcutânea	13 x 0,45
Dupla Viral		
Contra Raiva	Intramuscular	25 x 0,7
Febre amarela	Subcutânea	13 x 0,45

Sistema Métrico (mm)	Sistema Inglês (pol)	Cor do Canhão
13 x 0,38	27,5G ½"	 Cinza Claro
13 x 0,45	26G ½"	 Marrom
20 x 0,55	24G ¾"	 Púrpuro Médio
25 x 0,7	22G1"	 Preto