


## 01. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



NOME TÉCNICO	MS ANVISA	NCM DO PRODUTO	VALIDADE
Seringa Hipodérmica Estéril de uso único para uso manual - com Agulha	80026180032	90183111 ≤ 2ml 90183119 ≥ 3ml	05 ANOS com a embalagem primária intacta

- Produto de uso único, estéril, atóxico e apirogênico.
- Bico projetado para garantir conexões precisas e sem vazamento.
- Cilindro transparente para leitura precisa do volume.
- Escala de alta nitidez e precisão.
- Lubrificação interna que assegura deslize suave e precisão na manipulação de medicamentos.
- Agulha em diversos calibres, siliconizada e com bisel trifacetado.
- Modelos 1ml, 3ml e 5ml com agulha fixa ou posicionada na lateral da seringa.
- Modelos 10ml, 20ml e 60ml somente com agulha posicionada na lateral da seringa.
- Fabricada em ambiente 100% controlado, seguindo as normas de BPF – Boas Práticas de Fabricação e com as últimas tecnologias disponíveis no mercado internacional.
- Produto com Certificado de Conformidade aprovado pelo INMETRO.

## 02. COMPOSIÇÃO DA SERINGA



DEHP-FREE  
BPA-FREE  
LATEX-FREE  
PVC-FREE




## 03. MODELOS DISPONÍVEIS E APRESENTAÇÃO

Produto embalado individualmente em embalagem tipo blister, contendo filme plástico e papel grau cirúrgico com código de barras e QR-Code, acondicionado em caixa transporte de papelão ondulado nas quantidades abaixo:


DESCRIÇÃO	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE
SER 1mL COM AGULHA	500
SER 3mL COM AGULHA	500
SER 5mL COM AGULHA	500
SER 10mL COM AGULHA	250
SER 20mL COM AGULHA	250
SER 60mL COM AGULHA	100

A codificação dos modelos das seringas com agulha encontra-se nas tabelas do Item 11 desta FTP.

### 04. ESCALAS DAS SERINGAS



SERINGA 1mL




SERINGA 3mL



SERINGA 5mL



SERINGA 10mL



SERINGA 20mL



SERINGA 60mL

### 05. INSTRUÇÕES DE USO E OUTRAS INFORMAÇÕES

#### 5.1 INDICAÇÃO DE USO:

Aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluidos.

#### 5.2 INSTRUÇÃO DE USO:

Para garantir a esterilidade do medicamento e dos materiais utilizados, são necessários cuidados que vão desde a lavagem das mãos até o preparo final da seringa.

- 1 - Verificar a integridade e a validade do produto antes do uso;
- 2 - Destacar a unidade do produto da cartela;
- 3 - Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação;
- 4 - Retirar a seringa da embalagem segurando pela base do êmbolo;
- 5 - Retirar a agulha da embalagem pegando pela capa da agulha;
- 6 - **Seringa bico SLIP:** Conectar a agulha e realizar o movimento de rotação 180° (½ volta), até que a agulha encontre resistência, sempre segurando pela capa da agulha;
- 7 - **Seringa bico LOCK:** Conectar a agulha e rosquear até que a mesma encontre resistência, sempre segurando pela capa da agulha. Não forçar após a resistência para não danificar a rosca da seringa;
- 8 - Se a agulha já estiver fixa, verificar se há resistência na conexão seringa+agulha;
- 9- Trava da seringa: Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a escala zero da seringa, pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa;
- 10- Retirar a capa da agulha em movimento firme e com cuidado para não danificar a ponta da agulha;
- 11- Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
- 12- Após o uso descartar em local adequado para perfurocortantes.

### 5.3 CONTRAINDICAÇÕES

Produto para saúde sem contraindicação, desde que utilizado conforme recomendado pelo fabricante.

### 5.4 PRECAUÇÕES

- Ler estas instruções antes de utilizar o produto;
- Todos os procedimentos devem ser realizados sob condições estéreis e tomando precaução contra contato com sangue e fluidos corporais do paciente;
- Inspeccionar o produto cuidadosamente antes do uso, e não utilizar o produto se qualquer anormalidade for detectada;
- Não usar o produto para outro propósito, que não seja para o indicado;
- Interromper o uso do produto se perceber qualquer anormalidade.

### 5.5 ADVERTÊNCIAS

- Antes da utilização do produto, o usuário deve verificar se o prazo de validade está vigente e se a embalagem primária do produto está íntegra. Caso o prazo de validade esteja expirado e/ou a embalagem danificada, molhada, furada ou com outros problemas, o produto deverá ser descartado e comunicado a empresa para substituição e/ou averiguações que se fizerem necessárias.
- Não reencapar agulhas;
- Descartar os componentes do produto em coletor de resíduos de saúde apropriados.
- Se houver demasiada resistência, não forçar a agulha para não a danificar
- Este produto deve ser utilizado por profissionais de saúde qualificados e por pessoas treinadas.
- Produto de uso único. Destruir após o uso. Proibido reprocessar.

## 06. MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Produto estéril por gás Óxido de Etileno – ETO

**STERILE EO**

## 07. CONFORMIDADE DO PRODUTO

Produto fabricado conforme requisito regulatórios abaixo:

- NBR ISO 9001:2015
- NBR ISO 13485:2016
- NBR ISO 7886-1:2020
- NBR ISO 7864:2020
- NBR ISO 6009:2020
- NBR ISO 80369-7:2022
- NBR ISO 9626:2020
- NBR ISO 10993-1:2022
- NBR ISO 11607-1:2013

## 08. CONDIÇÕES DE TRANSPORTE















- O produto deve ser transportado de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto sobre as caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação.
- Não transportar junto com produtos tóxicos e químicos.

## 09. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Armazenar o produto em ambiente limpo, seco e seguro, a temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar direta ou qualquer outra fonte de calor, com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

## 10. DETALHES E SIMBOLOS NAS EMBALAGENS

	Embalagem Primaria	Embalagem secundaria
Nome do Produto	✓	✓
Modelo / Volume	✓	✓
Quantidade	✓	✓
Registro Anvisa	✓	✓
Lote:	✓	✓

NA EMBALAGEM PRIMÁRIA (BLISTER)				NA EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE TRANSPORTE			
SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA	SIMBOLO	LEGENDA
	Selo do Inmetro		Isto é de Látex		Manter el local seco		Produto de Uso Único
	Esterilizado a Óxido de Etileno		Boas Práticas de Fabricação		Manter afastado da luz solar		Produto Frágil
	Não reutilizar Uso único		Validade do Produto		Empilhamento máximo		
	Não reutilizar Embalagem danificada		Fabricante				
	QR-Code DataMatrix						

### 11. CODIFICAÇÃO DAS SERINGAS COM AGULHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 1ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
01004	JER 1mL LL C/AG LAT 0,33x13 - 30G1/2"	500	7842826 01004 6	1 7842826 01004 3
01005	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,33x13 - 30G1/2"	500	7842826 01005 3	1 7842826 01005 0
01008	JER 1mL LL C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 01008 4	1 7842826 01008 1
01009	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 01009 1	1 7842826 01009 8
01012	JER 1mL LS C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 01012 1	1 7842826 01012 8
01013	JER 1mL LS C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 01013 8	1 7842826 01013 5
01014	JER 1mL LL C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 01014 5	1 7842826 01014 2
01015	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 01015 2	1 7842826 01015 9
01018	JER 1mL LS C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 01018 3	1 7842826 01018 0
01019	JER 1mL LS C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 01019 0	1 7842826 01019 7
01020	JER 1mL LL C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 01020 6	1 7842826 01020 3
01021	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 01021 3	1 7842826 01021 0
01024	JER 1mL LS C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 01024 4	1 7842826 01024 1
01025	JER 1mL LS C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 01025 1	1 7842826 01025 8
01026	JER 1mL LL C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 01026 8	1 7842826 01026 5
01027	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 01027 5	1 7842826 01027 2
01030	JER 1mL LS C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 01030 5	1 7842826 01030 2
01031	JER 1mL LS C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 01031 2	1 7842826 01031 9
01032	JER 1mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 01032 9	1 7842826 01032 6
01033	JER 1mL LL C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 01033 6	1 7842826 01033 3
01036	JER 1mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 01036 7	1 7842826 01036 4
01037	JER 1mL LS C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 01037 4	1 7842826 01037 1

# SR<sup>®</sup>

PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A.  
Salud con Responsabilidad

## SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA

Ficha Técnica de Produto  
FTP-004.000 - Rev.00 - 08/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 3ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
03005	JER 3mL LL C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 03005 1	1 7842826 03005 8
03006	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 03006 8	1 7842826 03006 5
03009	JER 3mL LS C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 03009 9	1 7842826 03009 6
03010	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 03010 5	1 7842826 03010 2
03011	JER 3mL LL C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 03011 2	1 7842826 03011 9
03012	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 03012 9	1 7842826 03012 6
03015	JER 3mL LS C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 03015 0	1 7842826 03015 7
03016	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 03016 7	1 7842826 03016 4
03017	JER 3mL LL C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 03017 4	1 7842826 03017 1
03018	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 03018 1	1 7842826 03018 8
03021	JER 3mL LS C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 03021 1	1 7842826 03021 8
03022	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 03022 8	1 7842826 03022 5
03023	JER 3mL LL C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 03023 5	1 7842826 03023 2
03024	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 03024 2	1 7842826 03024 9
03027	JER 3mL LS C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 03027 3	1 7842826 03027 0
03028	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 03028 0	1 7842826 03028 7
03029	JER 3mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 03029 7	1 7842826 03029 4
03030	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 03030 3	1 7842826 03030 0
03033	JER 3mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 03033 4	1 7842826 03033 1
03034	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 03034 1	1 7842826 03034 8
03035	JER 3mL LL C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 03035 8	1 7842826 03035 5
03036	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 03036 5	1 7842826 03036 2
03039	JER 3mL LS C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 03039 6	1 7842826 03039 3
03040	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 03040 2	1 7842826 03040 9
03041	JER 3mL LL C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 03041 9	1 7842826 03041 6
03042	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 03042 6	1 7842826 03042 3
03045	JER 3mL LS C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 03045 7	1 7842826 03045 4
03046	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 03046 4	1 7842826 03046 1
03047	JER 3mL LL C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 03047 1	1 7842826 03047 8
03048	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 03048 8	1 7842826 03048 5
03051	JER 3mL LS C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 03051 8	1 7842826 03051 5
03052	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 03052 5	1 7842826 03052 2
03053	JER 3mL LL C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 03053 2	1 7842826 03053 9
03054	JER 3mL LL C/AG FIJA 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 03054 9	1 7842826 03054 6
03057	JER 3mL LS C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 03057 0	1 7842826 03057 7
03058	JER 3mL LS C/AG FIJA 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 03058 7	1 7842826 03058 4

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 5ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
05005	JER 5mL LL C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 05005 9	1 7842826 05005 6
05006	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 05006 6	1 7842826 05006 3
05009	JER 5mL LS C/AG LAT 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 05009 7	1 7842826 05009 4
05010	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,38x13 - 27,5G1/2"	500	7842826 05010 3	1 7842826 05010 0
05011	JER 5mL LL C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 05011 0	1 7842826 05011 7
05012	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 05012 7	1 7842826 05012 4
05015	JER 5mL LS C/AG LAT 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 05015 8	1 7842826 05015 5
05016	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,45x13 - 26G1/2"	500	7842826 05016 5	1 7842826 05016 2
05017	JER 5mL LL C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 05017 2	1 7842826 05017 9
05018	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 05018 9	1 7842826 05018 6
05021	JER 5mL LS C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 05021 9	1 7842826 05021 6
05022	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,55x20 - 24G3/4"	500	7842826 05022 6	1 7842826 05022 3
05023	JER 5mL LL C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 05023 3	1 7842826 05023 0
05024	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 05024 0	1 7842826 05024 7
05027	JER 5mL LS C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 05027 1	1 7842826 05027 8
05028	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,60x25 - 23G1"	500	7842826 05028 8	1 7842826 05028 5
05029	JER 5mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 05029 5	1 7842826 05029 2
05030	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 05030 1	1 7842826 05030 8

# SR<sup>®</sup>

PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A  
Salud con Responsabilidad

## SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA

Ficha Técnica de Produto  
FTP-004.000 - Rev.00 - 08/08/2023

05033	JER 5mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 05033 2	1 7842826 05033 9
05034	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,70x25 - 22G1"	500	7842826 05034 9	1 7842826 05034 6
05035	JER 5mL LL C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 05035 6	1 7842826 05035 3
05036	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 05036 3	1 7842826 05036 0
05039	JER 5mL LS C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 05039 4	1 7842826 05039 1
05040	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,70x30 - 22G1 1/4"	500	7842826 05040 0	1 7842826 05040 7
05041	JER 5mL LL C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 05041 7	1 7842826 05041 4
05042	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 05042 4	1 7842826 05042 1
05045	JER 5mL LS C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 05045 5	1 7842826 05045 2
05046	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,80x25 - 21G1"	500	7842826 05046 2	1 7842826 05046 9
05047	JER 5mL LL C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 05047 9	1 7842826 05047 6
05048	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 05048 6	1 7842826 05048 3
05051	JER 5mL LS C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 05051 6	1 7842826 05051 3
05052	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,80x30 - 21G1 1/4"	500	7842826 05052 3	1 7842826 05052 0
05053	JER 5mL LL C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 05053 0	1 7842826 05053 7
05054	JER 5mL LL C/AG FIJA 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 05054 7	1 7842826 05054 4
05057	JER 5mL LS C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 05057 8	1 7842826 05057 5
05058	JER 5mL LS C/AG FIJA 0,80x40 - 21G1 1/2"	500	7842826 05058 5	1 7842826 05058 2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 10ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
10005	JER 10mL LL C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	250	7842826 10005 1	1 7842826 10005 8
10007	JER 10mL LS C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	250	7842826 10007 5	1 7842826 10007 2
10008	JER 10mL LL C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	250	7842826 10008 2	1 7842826 10008 9
10010	JER 10mL LS C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	250	7842826 10010 5	1 7842826 10010 2
10011	JER 10mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	250	7842826 10011 2	1 7842826 10011 9
10013	JER 10mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	250	7842826 10013 6	1 7842826 10013 3
10014	JER 10mL LL C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	250	7842826 10014 3	1 7842826 10014 0
10016	JER 10mL LS C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	250	7842826 10016 7	1 7842826 10016 4
10017	JER 10mL LL C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	250	7842826 10017 4	1 7842826 10017 1
10019	JER 10mL LS C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	250	7842826 10019 8	1 7842826 10019 5
10020	JER 10mL LL C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	250	7842826 10020 4	1 7842826 10020 1
10022	JER 10mL LS C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	250	7842826 10022 8	1 7842826 10022 5
10023	JER 10mL LL C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	250	7842826 10023 5	1 7842826 10023 2
10025	JER 10mL LS C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	250	7842826 10025 9	1 7842826 10025 6
10026	JER 10mL LL C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	250	7842826 10026 6	1 7842826 10026 3
10028	JER 10mL LS C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	250	7842826 10028 0	1 7842826 10028 7

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 20ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
20005	JER 20mL LL C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	250	7842826 20005 8	1 7842826 20005 5
20007	JER 20mL LS C/AG LAT 0,55x20 - 24G3/4"	250	7842826 20007 2	1 7842826 20007 9
20008	JER 20mL LL C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	250	7842826 20008 9	1 7842826 20008 6
20010	JER 20mL LS C/AG LAT 0,60x25 - 23G1"	250	7842826 20010 2	1 7842826 20010 9
20011	JER 20mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	250	7842826 20011 9	1 7842826 20011 6
20013	JER 20mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	250	7842826 20013 3	1 7842826 20013 0
20014	JER 20mL LL C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	250	7842826 20014 0	1 7842826 20014 7
20016	JER 20mL LS C/AG LAT 0,70x30 - 22G1 1/4"	250	7842826 20016 4	1 7842826 20016 1
20017	JER 20mL LL C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	250	7842826 20017 1	1 7842826 20017 8
20019	JER 20mL LS C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	250	7842826 20019 5	1 7842826 20019 2
20020	JER 20mL LL C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	250	7842826 20020 1	1 7842826 20020 8
20022	JER 20mL LS C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	250	7842826 20022 5	1 7842826 20022 2
20023	JER 20mL LL C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	250	7842826 20023 2	1 7842826 20023 9
20025	JER 20mL LS C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	250	7842826 20025 6	1 7842826 20025 3
20026	JER 20mL LL C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	250	7842826 20026 3	1 7842826 20026 0
20028	JER 20mL LS C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	250	7842826 20028 7	1 7842826 20028 4

# SR<sup>®</sup>

PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A  
Salud con Responsabilidad

## SERINGA HIPODÉRMICA COM AGULHA

Ficha Técnica de Produto  
FTP-004.000 - Rev.00 - 08/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO SERINGA 60ML COM AGULHA	UND. P/ CAIXA TRANSPORTE	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITÁRIA	COD. BARRAS EMBALAGEM TRANSPORTE
60007	JER 60mL LL C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	100	7842826 60007 0	1 7842826 60007 7
60009	JER 60mL LS C/AG LAT 0,70x25 - 22G1"	100	7842826 60009 4	1 7842826 60009 1
60010	JER 60mL LL C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	100	7842826 60010 0	1 7842826 60010 7
60012	JER 60mL LS C/AG LAT 0,80x25 - 21G1"	100	7842826 60012 4	1 7842826 60012 1
60013	JER 60mL LL C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	100	7842826 60013 1	1 7842826 60013 8
60015	JER 60mL LS C/AG LAT 0,80x30 - 21G1 1/4"	100	7842826 60015 5	1 7842826 60015 2
60016	JER 60mL LL C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	100	7842826 60016 2	1 7842826 60016 9
60018	JER 60mL LS C/AG LAT 0,80x40 - 21G1 1/2"	100	7842826 60018 6	1 7842826 60018 3
60019	JER 60mL LL C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	100	7842826 60019 3	1 7842826 60019 0
60021	JER 60mL LS C/AG LAT 1,20x40 - 18G1 1/2"	100	7842826 60021 6	1 7842826 60021 3

### 12. INFORMAÇÕES COMERCIAIS

	+55 67 4063-9707 (Brasil)		ventas@jeringasr.com.py
	+595 336 271844 (Paraguai)		atendimento@jeringasr.com.py
	www.jeringasr.com.py		Calle Saldanha Rodrigues N° 1855 – Ruta V – Km 3 Pedro Juan Caballero – Dpto. Amambay - Paraguay